

VOCÊ SABE COMO
COLETAR E ENVIAR SUAS
AMOSTRAS
DEVIDAMENTE?



PARA TESTE DE MISTURA

- DEVE SE REALIZAR A COLETA COM O AUXILIO DE UMA CONCHA OU AMOSTRADOR, COM CAPACIDADE DE 500G.
- A QUANTIDADE DE AMOSTRA A SER COLETADA É DE 1 AMOSTRA A CADA 100 KG DE CAPACIDADE DO MISTURADOR.
- ENTÃO, PARA MISTURADORES DE ATÉ 500 KG É NECESSÁRIO A COLETA DE 5 AMOSTRAS EM TEMPOS HOMOGÊNEOS.
- APÓS A COLETA, RECOMENDAMOS QUE A AMOSTRA SEJA EMBALADA A VACÚO, PARA EVITAR SEGREGAÇÃO DURANTE O TRAJETO PARA O LABORATÓRIO.





FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE ANÁLISES

ENDEREÇO LABORATÓRIO

Rua: Messias Jacob N° 350 Bairro: Centro

CEP: 35640-000 Pompéu - MG

(37) 99827-6101 site: www.ilana.agr.br

FOR03-PSG03-00

Cliente:		Recebimento amostra:	
CPF ou CNPJ:		Data Coleta:	
Endereço:		Cidade:	
Telefone:		Cep:	
Enviar laudo para:		Estado:	
Responsável Técnico:		Responsável pela coleta:	
Assinar responsável pelo envio:			
Formas de Pagamento:	() Pix () Boleto 07-15 DD () Crédito Parceiros		

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA		ANÁLISES (selecione numeração de análise desejada)	Nº AMOSTRA (uso do laboratório)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Análises

1	Proteína Bruta	21	Fumonisina	41	Manganês (Mn)
2	Matéria Mineral	22	Tricotecenos	42	Magnésio (Mg)
3	Matéria Seca	23	Ocratoxina	43	Cobre (Cu)
4	Umidade	24	Zearalenona	44	Ferro (Fe)
5	Índice de Acidez	25	Nirs Silagem Milho	45	Zinco (Zn)
6	Fibra Bruta	26	Nirs Silagem Capim	46	Cobalto (Co)
7	Extrato Etéreo	27	Nirs Silagem Sorgo	47	Cromo (Cr)
8	FDN	28	Nirs Feno	48	Sódio (Na)
9	FDA	29	Nirs Cama Compost	49	Boro (B)
10	Índice de Peroxido	30	Nirs Cama de Frango	50	Selênio (Se)
11	Carboidrato Totais	31	Nirs Ingredientes	51	Teste de Mistura
12	Nitrogênio Não Proteico	32	Nirs Tmr	52	Teste de Limpeza
13	Extrato Não Nitrogenado	33	Nirs Ração	53	Tempo de Mistura
14	Amido 14.1 Amido Fecal	34	Nirs Farelos	54	Análises Solos 59.1 Adubos
15	Lignina	35	Sacarose	55	Análise opg/eimeria
16	NDT	36	Pesquisa de Salmonelas		
17	CNF	37	Microbiologia da água		
18	Proteína Solúvel	38	Cálcio (Ca)		
19	Aflatoxina	39	Fósforo (P)		
20	Deoxinivalenol	40	Potássio (K)		

RECOMENDA-SE O ENVIO APROXIMADAMENTE DE 800 GRAMAS DE AMOSTRAS (SILAGENS MILHO)
DEMAIS SILAGENS (500 g) - RAÇÕES / MATÉRIAS PRIMAS (300 GRAMAS)